

Flex - delkomponenter



Den här broschyren ger en översikt av Flexarmsystemets delkomponenter samt Flexarm tillbehör från Jysk Handi:

- **Hållare**
- **Armar**
- **Beslag**
- **Monteringskomponenter**
- **Tillbehör**
- **Loc-Line**



Flexarm från Jysk Handi levereras som standard i set, men vi har en hel del delkomponenter som kan kombineras i otaliga variationer beroende på behov eller situation.




För Flexarmsystemet tillverkar vi ständigt anpassade hållare av alla slag. Flaskor, hårtork, kopp med handtag, rök och tobak, speglar, mobiltelefoner, navigation och andra saker som bör hållas på plats i en flexibel hållare.

Alla delar i Flexarmsystemet är pulverlackerat, rostfritt stål och aluminium.

Flex - delkomponenter



Hållare

Ring till Flexarm	Flaskhållare för Flexarm	Kontaktunderlag / kardborreband
		
Används för pipmugg, askfat, etc.	Används för flaskor, pipmugg, askfat, etc.	Kontaktplatta med kardborre.
Artikel nr.: 200 21 10 00	Artikel nr.: 200 21 10 05	Artikel nr.: 200 21 10 10

Blås / Sug munstycke	LED spets
	
Munstycke för blås- eller sugfunktion.	Spets med LED för visuell visning.
Artikel nr.: 200 21 14 00	Artikel nr.: 200 21 14 80

Flex - delkomponenter



Armar

Svanhals med flexsockel - flexsockel för kabeluttag



Flexsockel



Flexsockel med kabeluttag

Flexibel arm som lätt kan justeras till det önskade läget.


Det kvadratiska flexsockeln vid basen passar i alla våra fästen, den motsatta änden av armen är försedd med en invändig gänga M10.




Svanhals 200 mm med flexsockel	Artikel nr.:	200 21 20 20
Svanhals 300 mm med flexsockel	Artikel nr.:	200 21 20 30
Svanhals 400 mm med flexsockel	Artikel nr.:	200 21 20 40
Svanhals 500 mm med flexsockel	Artikel nr.:	200 21 20 50
Svanhals 600 mm med flexsockel	Artikel nr.:	200 21 20 60
Svanhals 300 mm med flexsockel för kabeluttag	Artikel nr.:	200 21 20 31
Svanhals 400 mm med flexsockel för kabeluttag	Artikel nr.:	200 21 20 41
Svanhals 500 mm med flexsockel för kabeluttag	Artikel nr.:	200 21 20 51
Svanhals 600 mm med flexsockel för kabeluttag	Artikel nr.:	200 21 20 61

Flex - delkomponenter



Armar




Krympslang för att förstärka Svanhals		
		
Krympslang med lim, för montering på utsidan av Svanhals.		
När Svanhalsen levereras med Krympslang blir den starkare och håller sin position ännu bättre.		
Krympslang, 200 mm	Artikel nr.:	200 21 48 20
Krympslang, 300 mm	Artikel nr.:	200 21 48 30
Krympslang, 400 mm	Artikel nr.:	200 21 48 40
Krympslang, 500 mm	Punkt nr.:	200 21 48 50
Krympslang, 600 mm	Punkt nr.:	200 21 48 60




Stålarms 100mm	Stålarms 150mm	Stålarms 200mm
		
Stålarms 100mm med flexsockel och gängade kopplingar	Stålarms 150mm med flexsockel och gängade kopplingar	Stålarms 200mm med flexsockel och gängade kopplingar
Artikel nr.: 200 21 22 10	Artikel nr.: 200 21 22 15	Artikel nr.: 200 21 22 20

Flex - delkomponenter



Armar

Stålarms 300mm	Stålarms 90	Teleskoparms 300-600mm
		
Stålarms 300mm med flexsockel och gängade kopplingar.	Stålarms 90 ° med flexsockel och gängade kopplingar.	Teleskoparms 300-600 mm Med flexsockel och gängade kopplingar
Artikel nr.: 200 21 22 30	Artikel nr.: 200 21 22 90	Artikel nr.: 200 21 22 60

PVCarm 150mm	PVCarm 300mm	RAMarm
		
Formbar PVCarm 150mm med flexsockel och gängade kopplingar	Formbar PVCarm 300mm med flexsockel och gängade kopplingar	Multijusterbar RAMarm med flexsockel och gängade kopplingar
Artikel nr.: 200 21 24 15	Artikel nr.: 200 21 24 30	Artikel nr.: 200 21 26 00

Flex - delkomponenter






Armar

Magi Arm, Mångsidig	Magiska Arm, multi flexibla basen med 20x20
	
Multiflexibel arm för montering på bord/rullstol Drag / tryckbelastning Max. ½ kg	Multiflexibel arm för montering på bord/rullstol Drag / tryckbelastning Max. 2 kg
Artikel nr.: 200 21 26 10	Artikel nr.: 200 21 26 20

Flex - delkomponenter



Beslag




Clämma	Clämma med justergrepp	Skruvfäste
		
Montering på bordskanten eller armstöd.	Montering på bordskanten eller armstöd.	Skruvas fast bord, armstöd eller rullstol.
Artikel nr.: 200 21 30 00	Artikel nr.: 200 21 30 10	Artikel nr.: 200 21 31 00


Vinkelskruvbeslag vänster justergrepp	Vinkelskruvbeslag med justergrepp	Vinkelskruvbeslag höger med justergrepp
		
Skruvas fast i ryggstödet på rullstolen, installation i C-profil.	Skruvas fast i ryggstödet på rullstolen, installation i C-profil.	Skruvas fast i ryggstödet på rullstolen, installation i C-profil.
Artikel nr.: 200 21 31 70	Artikel nr.: 200 21 31 65	Artikel nr.: 200 21 31 60

Flex - delkomponenter



Beslag

Vinkel Skruvfäste	H Beslag	Superclamp med rör / skruvfäste
		
Skrivas fast i ryggstödet på rullstolen, installation i C-profil	Kraftig skruvmontering på vägg eller stol.	Montering på kant och rör.
Artikel nr.: 200 21 31 50	Artikel nr.: 200 21 34 00	Artikel nr.: 200 21 36 00




Multiflexibelt beslag	Rör / skruvbeslag Ø25 med låspinol	Rör / skruvbeslag små Ø25 med låspinol
		
Skrivas fast på rullstolen, bord eller armstöd.	Montering Ø25mm på rör och profil, säng och rullstol.	Montering Ø25mm på rör och profil, säng och rullstol.
Artikel nr.: 200 21 35 00	Artikel nr.: 200 21 32 00	Artikel nr.: 200 21 32 40

Flex - delkomponenter



Beslag




Rör / skruvbeslag kvar med justergrepp	Rör / skruv beslag med justergrepp	Rör / skruvbeslag rätt med justergrepp
		
Montering Ø25mm på rör och profil, säng och rullstol	Montering Ø25mm på rör och profil, säng och rullstol	Montering Ø 25 mm rör och profil, säng och rullstol
Artikel nr.: 200 21 32 11	Artikel nr.: 200 21 32 10	Artikel nr.: 200 21 32 12

Rör / skruvbeslag liten Ø25 med justergrepp	Gängmontering M10 med justergrepp	Gängade kopplingar med invändig M10 justergrepp
		
Montering Ø25mm på rör och profil, säng och rullstol.	Installation i armar med M10 gänga.	För montering på gängade M10
Artikel nr.: 200 21 32 50	Artikel nr.: 200 21 33 00	Artikel nr.: 200 21 33 10

Flex - delkomponenter



Beslag

Adapter för rör / skruvfäste	Rör / skruv beslag med justergrepp sockel 20x20	Superclamp med rör / skruvfästet sockel 20x20			
					
<p>Montering på Ø30 - 50 mm rör och profil, gängade hål för montering av rör / skruvbeslag.</p>	<p>Montering på rör och profil, säng och rullstol</p>	<p>Montering på kant och rör</p>			
<p>Artikel nr.:</p>	<p>200 21 32 30</p>	<p>Artikel nr.:</p>	<p>200 21 32 20</p>	<p>Artikel nr.:</p>	<p>200 21 36 20</p>

Flex - delkomponenter



Monteringselement



Klämbygel Ø25mm kort		Klämbygel Ø25mm mellan		Klämbygel Ø25mm lång	
Korta klämmor till rör / skruv montering Ø25mm		Monteringsklämmor mellan Rör / skruvfäste Ø25 mm		Långa klämmor till rör / skruv montering Ø25mm	
Artikel nr.:	200 21 44 25	Artikel nr.:	200 21 44 26	Artikel nr.:	200 21 44 27




Klämfäste Ø25 - 40mm		Klämfäste 40mm - 50mm		Mutter M6 för C-profil av 30 x 15 mm	
Klämmor till rör / skruv montering Ø25-40		Klämmor till rör / skruv montering Ø40-50		Mutter för fastsättning i rullstolens C-profiler	
Artikel nr.:	200 21 44 40	Artikel nr.:	200 21 44 50	Artikel nr.:	200 21 44 02

Flex - delkomponenter



Monteringselement

Flexsockel		Flex monteringskruv		Justergrepp för flex	
					
Lös flexsockel		Flex monteringskruv M6x35		Justergrepp av flex M5 x 12	
Artikel nr.:	200 21 40 00	Artikel nr.:	200 21 42 00	Artikel nr.:	200 21 43 12

Sockelstycke för kabeluttag		Sockelstycke för kabeluttag		Sockelstycke för stor kabel	
					
För Svanhals: 200/300 / 400mm		För Svanhals: 500 / 600mm		För Svanhals: 500 / 600mm	
Artikel nr.:	200 21 41 00	Artikel nr.:	200 21 41 10	Artikel nr.:	200 21 41 20

Flex - delkomponenter



Monteringselement

Pinolskruv genomborrad		Manfretto adapter		Sockel 20x20	
					
Pinolskruv genomborrad för kabel, M10x30		M6U / M10		Lös sockel	
Artikel nr.:	200 21 42 31	Artikel nr.:	200 64 85 01	Artikel nr.:	200 21 40 20

Manfretto Bussning M10		Avståndsskiva för flex		Avståndsskiva för flex	
					
Manfretto Bussning M10		Ø17xØ10x4 mm		Ø20xØ10x4 mm	
Artikel nr.:	200 64 85 00	Artikel nr.:	200 21 46 17	Artikel nr.:	200 21 46 20






Monteringselement

Justergrepp för Flex 20x20 socket	
	
Justergrepp av flex socket 20x20	
Artikel nr.:	200 86 06 12

Flex - delkomponenter



Tillbehör




Pipmugg		Glödsäkert Cigaretrör standard		Glödsäkert Cigaretrör fast	
					
Artikel nr.:	200 21 00 00	Artikel nr.:	200 21 03 10	Artikel nr.:	200 21 03 20

Askfat	
	
Artikel nr.:	200 21 03 00

Flex - delkomponenter



Loc-Line

Loc-Line förlängning 6 led	Loc-Line-kontakt-Y-formad	Loc-Line Tång
		
L: 150 mm		
Artikel nr.: 200 21 88 11	Artikel nr.: 200 21 88 14	Artikel nr.: 200 21 88 95

Loc-Line, sockel på flexsockel	Loc-Line sockel	Loc-Line dubbelmuff
		
Artikel nr.: 200 21 88 01	Artikel nr.: 200 21 88 05	Artikel nr.: 200 21 88 08